

## **derma+flex**<sup>®</sup> **QS**<sup>™</sup> Instrucciones de Cuidado del Paciente

Su herida ha sido tratada con el pegamento de alta viscosidad **derma+flex**<sup>®</sup> **QS**<sup>™</sup>, (2-octilcianoacrilato) un estéril, líquido, piel adhesivo que sostiene bordes de la herida. La lista abajo es una guía para que entienda y pueda cuidar su herida mientras esta sanando.

- **Mantenga su herida seca.**

Usted puede mojar de vez en cuando y brevemente su herida en la ducha o el baño siguiendo las instrucciones de su médico, pero no empape o frote la herida. Después de bañarse, seque su herida cuidadosamente con una toalla suave.

- **Evite medicinas tópicas.**

No aplique ungüentos o medicinas líquidas, lociones, cremas, jalea de petróleo, aceites minerales, o cualquier otro producto a su herida mientras la capa adhesiva de **derma+flex**<sup>®</sup> **QS**<sup>™</sup> este presente.

- **No frote, rasguñe, o escoja en la herida.**

Al hacerlo puede comprometer la integridad del cierre de la herida y puede causar cicatrices.

- **Proteja su herida contra exposición prolongada al sol.**

No utilice lámparas bronceadoras mien tras la capa adhesiva este presente.

- **Inspeccione el aspecto de su herida.**

Hinchazón, enrojecimiento, y dolor son comunes con todas las heridas y normalmente desaparecerán cuando la herida se cure. Si la hinchazón, el enrojecimiento o el dolor se siente caliente al tacto, contacte su médico. También contacte su médico si los bordes de la herida se abren o se separan.

- **derma+flex**<sup>®</sup> **QS**<sup>™</sup> naturalmente se mudara entre 5 y 10 días después del procedimiento.

Para entonces, su herida debe esta suficientemente curada.

**Esta información no debe sustituir el consejo de un médico. Para información mas detallada, consulte a su médico. Su médico puede elegir el mejor tratamiento para usted dependiendo sus circunstancias particulares.**